

# Glättemittel

gebrauchsfertig + Slide 10 Konzentrat

Zubehör

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Lösemittelfrei
- Für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder
- Ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
- Gleichmäßiges Abziehen
- Biologisch leicht abbaubare Tenside

### Glättemittel für Dichtstoffe

- Gebrauchsfertig

### Slide 10

- Mischungsverhältnis 1:10



### Verarbeitungsvorteile

- Fugenoberfläche härtet schneller aus
- Erleichtert das Glätten von Dichtstoffen
- Ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche



### Anwendungsbereiche

- Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich



# Glättemittel

## gebrauchsfertig + Slide 10 Konzentrat

### Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Sanitärhandwerk

### Verarbeitung

#### Glättemittel für Dichtstoffe – gebrauchsfertig:

Nach Dichtstoffauftrag das Glättemittel aufsprühen und mit einer Fugenspachtel abziehen.

#### Slide 10 Glättemittel für Dichtstoffe – Konzentrat:

Verschlusskappe leicht aufdrehen. Durch Druck auf Flaschenwandung Dosierkopf mit 25 ml Konzentrat füllen. Verschlusskappe abnehmen und den Inhalt des Dosierkopfes dem Leitungswasser zugeben. 25 ml Konzentrat auf 250 ml Wasser geben.

Nach dem Auftrag des Dichtstoffes diesen mit dem verdünnten Glättemittel besprühen und anschließend mit einer Fugenspachtel abziehen.

### Hinweise

- ▶ Kann bei der Verfugung von Stahlteilen zu Korrosionen führen. Vorversuche durchführen!
- ▶ Auf saugfähigen Untergründen kann es zu farblichen Veränderungen kommen.
- ▶ Überschüssiges Glättemittel entfernen.
- ▶ Nicht auf wasserempfindliche bzw. quellfähige Oberflächen aufbringen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Zubehör

	Art.-Nr.
beko Hinterfüllmaterial Ø 6 - 25 mm	200 0xx
beko Fugenspachtel-Set	200 3



### Technische Daten

	Glättemittel für Dichtstoffe		Slide 10 Glättemittel Konzentrat	
pH-Wert	ca. 7		6,0 bis 8,0	
Dichte	ca. 1,0 g/cm³ (bei +20°C)		ca. 1,02 g/cm³ (bei +20°C)	
Farbe	transparent		transparent	
Haltbarkeit	24 Monate		24 Monate	
Lagerung	bei Raumtemperatur		bei Raumtemperatur	
Inhalt/ Verpackung	Sprüher 100 ml Sprüher 500 ml Sprüher 1 l Kanister 5 l	Art.-Nr. 200 2 0100 Art.-Nr. 200 2 0500 Art.-Nr. 200 2 1000 Art.-Nr. 200 2 5000	24 St./Karton 6 St./Karton 6 St./Karton 1 St./Karton	Flasche 250 ml Art.-Nr. 200 2 250
				20 St./Karton

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten!  
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 10/2025 Art.-Nr. 200 2 1000 9